

Étiquette patient



Laboratoire de biologie et d'analyses médicales

BON D'URGENCE, DIMANCHES, NUITS ET JOURS FÉRIÉS

Semaines : de 16h à 8h le lendemain

Samedi : de 13h à 8h le lendemain

Dimanche et jour fériés : de 8h à 8h le lendemain mettre le bon dans une pochette transparente

UTILISATION EN URGENCE : METTRE LE BON DANS UNE POCLETTE ROUGE

N° de travail
Réservé Labo

UF : Tél. : Préleveur : Prescripteur :

Date du prélèvement : Heure :

Renseignements cliniques :

URGENCE VITALE
 Grossesse.....S.A.

Aplasie AES
 Transfusion prévue

1 Tube Rouge EDTA 2,7 ml

- 202 Numération sanguine (sans formule) 113 Schizocytes
100 Numération + Formule sanguine 179 Test de Kleihauer*
1000 Formule sanguine sortie d'aplasie *precisez le terme ou si post accouchement.....(SA)
201 Réticulocytes

1 Tube Vert citraté 2,7 ml

Traitement anticoagulant (renseignement OBLIGATOIRE)

- Absence de traitement
AVK
HNF (Nom, posologie et heure dernière injection) :h.....
HBPM (Nom, posologie et heure dernière injection) :h.....
Anticoagulant oral direct (AOD) (Nom, posologie et heure dernière prise) :h.....

- 126H TP 122 TCA 126 INR 124 Fibrinogène
137 DDimères 1275 Fact V 1272 Fact II 144 Anti Xa (HNF)
136 Monomeres de Fibrine (CVD) 145 Anti Xa (HBPM)
XLT Dosage Xarelto ELQ Dosage Eliquis

1 Tube Rouge EDTA 2,7 ml

- 152 1° Détermination 174 RAI 180 Test de Coombs direct.
Groupe (1) (joindre demande immunohématologie)
156 2° Détermination
(1) Les deux déterminations ne peuvent pas être demandées sur le même prélèvement et doivent être accompagnées impérativement des demandes d'immuno-hématologie dûment remplies

Acheminement dans une pochette séparée

- PALU Recherche de paludisme (tube EDTA rouge 2.7ml) - ATCD de voyage et prophylaxie :
AGLEGIO Ag solubles urinaires légionnelles
Antibiothérapie reçue avant le prélèvement

LCR Chimie + Bactério

- LCR LCR Chimie (prot, gluc, Cl, Lact) + Bacteriologie

1 Tube Orange Hép-Li de 2,7 ml

- 250 Iono (Na K Cl HCO3 prot) 370 NT-pro BNP GGT PAL Bilirubine totale
2552 Iono + Urée + Créatinine 300 ASAT ALAT
2511 Créatinine 335 Myoglobine 3031 GGT
2510 Urée 3030 PAL 2850 Bilirubine totale
2737 Glycémie 3010 LDH
2520 Calcium corrige/Albumine 3011 CK
2500 Calcium 299 Bilan fer
2870 Phosphates 2538 Lipase 359 Ferritine
2881 Magnésium 2840 Acide urique 2682 Albumine
331 CRP 329 Haptoglobine 2680 Osmolarité
5400 PCT 384 Bêta HCG
339 Troponine Ths 320 B. hépatique (ASAT ALAT) DDR.....

1 Tube Jaune fluoré de 2,7 ml

- 2731 Glycémie à jeûn 2772 Lactates Veineux 2735 Acétone (recherche)

1 Tube Sec Blanc de 4,9 ml

Traitement (renseignement OBLIGATOIRE)

Nom:Posologie :Date et Heure de prise :

- Neuro cardio Toxique ATB
3647 Tégrotol 2790 Benzo, Barbi, Tricyc (sg) 426 Vancomycine
417 Digoxine 2781 Alcoolémie 425 Gentamicine
415 Phénobarbital 298 Paracétamolémie 427 Amikacine
296 Salicylémie Préciser :
M O P I C R O Résiduel C O Perfusion continue

Sur des urines (échantillon)

- 2954 Screening drogues Urinaire

1 Tube rouge EDTA - Transport réfrigéré < 30min

- 2780 Ammonium

1 Monovette gaz du sang Transport : Réfrigéré < 20 mn

- Température :°C
FIO2 :%
Débit :L/mn
2600 Gaz du sang Art
2783 Lactates art
2610 Gaz de sang veineux
2796 Lactates veineux
2681 Ca ionisé
2681 R Ca ionisé Post-filtre
2630 HbCO
3370 Méthémoglobine
2602 Na, K

Tube sec marron

- 379 TSH
384 Bêta HCG
612 Ag Hbs hépatite B

Monovette urinaire Jaune Urines Miction

- 500M Iono
5111M Glycosurie
5113M Protéinurie

Ponction (chimie)

- PP Pleurale
PASC Ascite

1 Tube sec marron + Formulaire AES

- AES VIH (Patient source UNIQUEMENT)

AUTRES DEMANDES URGENTES : ACCORD PRÉALABLE ENTRE LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR ET LE BIOLOGISTE