



Laboratoire - site Noyon : les différents circuits des prélèvements

N2-3482-V4


Date de dernière diffusion : 20/11/2023

1. **Objectif** : définir les différents circuits utilisés pour l'activité des bilans de biologie médicale prélevés sur le site de Noyon
2. **Personnels habilités** : techniciens habilités en EBMD, opérateurs EBMD, techniciens du site de Compiègne, Biologistes

Les gaz du sang des services du site de Noyon sont traités obligatoirement en circuit EBMD

Circuit ordinaire

Prélever maximum 3h avant un départ
analyses réalisées au laboratoire de Compiègne




Circuit EBMD « urgence vitale »

24h/24h 7j/7j

Analyses réalisées au centre EBMD de Noyon
(situé au SAU Noyon)

Les gaz du sang des services du site de Noyon sont traités obligatoirement en circuit EBMD



Circuit « urgence exceptionnelle »

24h/24 7j/7j

Analyses réalisées au laboratoire du site de Compiègne

Les gaz du sang des services du site de Noyon sont traités obligatoirement en circuit EBMD

