

Nom :

Prénom :

Sexe : ☐ H ☐ F

Né(e) le :

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE
Centre Hospitalier COMPIÈGNE-NOYON

BON DE DEMANDE N°2 - BIOCH SPE-IMMUNO (GED N 3-923 V6)

SERVICE (ou U.F.) :

PRÉLEVEUR :

DATE DU PRÉLÈVEMENT : HEURE : h

N° de travail

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES INDISPENSABLES : BLOC ☐ DATE :

PRESCRIPTEUR :

Tél. :

PHARMACOLOGIE - SANG

1 tube sec 4.9mL (blanc)

Indication du dosage :

- MED1 ☐ Suspicion de toxicité
 MED2 ☐ Suspicion d'inefficacité
 MED3 ☐ Vérification d'observance
 MED4 ☐ Suivi thérapeutique

Renseignements obligatoires (RCMED)

Mode d'administration : ☐ IV
☐ per os

Posologie :

Poids :kg

Date et heure de la dernière prise :

à h

Insuffisance : ☐ reinale
☐ hépatique

Molécule à doser :

- 296 ☐ Salicylés
 298 ☐ Paracétamol
 415 ☐ Phénobarbital
 416 ☐ Acide valproïque (Dépakine®)
 417 ☐ Digoxine
 419 ☐ Théophylline
 3647 ☐ Carbamazépine (Tégréto®)
 297 ☐ Lithium

Antibiotiques :

- M ☐ Pic (maximal)
 R ☐ Creux (résiduel)
 C ☐ Perfusion continue
- 425 ☐ Gentamycine
 426 ☐ Vancomycine
 427 ☐ Amikacine

TOXICOLOGIE - SANG / URINES

Un tube sec 4.9 ml (blanc)

- 2781 ☐ Alcool
 2791 ☐ Benzodiazépines
 2792 ☐ Barbituriques
 2793 ☐ Antidépresseurs tricycliques

Urine de miction : monovette jaune

- 2951 ☐ Cannabis
 2952 ☐ Cocaïne
 2953 ☐ Opiacés
 2954 ☐ Screening drogues

(détection : (met) amphét barbit benzo cocaïne
 opiacés méthadone antidépress tricycliques canna-
 bis ectasy)

HORMONOLOGIE

2 tubes si > 8 analyses
1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)

Thyroïde :

- 379 ☐ TSH
 378 ☐ T4L
 376 ☐ T3L
 670 ☐ Ac antiTPO

1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)

- 384 ☐ βHCG
 Date des dernières règles :
- 380 ☐ FSH
 381 ☐ LH
 382 ☐ Prolactine
 3822T ☐ Prolactine (T0-T20')
 3880 ☐ Oestradiol
 4254 ☐ Progestérone
 38808 ☐ Cortisol 8H
 38816 ☐ Cortisol 16H
 388xx ☐ Cortisol prélevé à h
 5392 ☐ PTH intacte
 4253 ☐ Testostérone totale

1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)

- 386 ☐ Insuline

MARQUEURS SÉRIQUES

1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)

- 355 ☐ ACE
 354 ☐ AFP (a fœto protéine)
 357 ☐ CA 153
 356 ☐ CA 125
 358 ☐ CA 199
 353 ☐ PSA total
 367 ☐ PSA libre
 3645 ☐ NSE
 4252 ☐ CYFRA 21

PROTÉINES

1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)
2 tubes si > 4 analyses
3 tubes si > 8 analyses

Renseignements cliniques :

- 343 ☐ Electrophorèse des protéines sériques
 344 ☐ IFE (immunofixation - typage)
 330 ☐ Profil protéique immunitaire Ig G, A, M
 340 ☐ Compléments C3+C4
 3305 ☐ Chaînes légères libres (Kappa/Lambda)
 5569 ☐ CDT
 333 ☐ α1 antitrypsine
 28310 ☐ Apolipoprotéine A1
 347 ☐ Profil protéique de nutrition (préalb albumine oroso CRP)
 327 ☐ Préalbumine
 360 ☐ β2 microglobuline
 456 ☐ Cystatine C

AUTRES

1 tube EDTA 2.7 mL (rouge)
Transport réfrigéré obligatoire
et dans l'heure

- 2780 ☐ Ammoniémie

1 tube EDTA 2.7 mL (rouge)
Transport à température ambiante

- 2770 ☐ Hémoglobine glyquée

1 tube sec 4.9mL (blanc)
Transport à 37° dans
une bouteille thermos (tel labo)

- 3360 ☐ Cryoglobuline

SÉROLOGIES

1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)
2 tubes si > 5 analyses

632 ☐ Toxoplasmose

620 ☐ Rubéole (IgG)
620M ☐ Rubéole (IgM)

625 ☐ HTLV 1/2

VIH :

627 ☐ VIH 1/2 Dépistage (Ag+Ac)

Hépatite B :

612 ☐ Antigène HBs
618 ☐ Anticorps anti HBc
614 ☐ Anticorps anti HBs

Hépatite C :

617 ☐ VHC sérologie de dépistage

Hépatite E :

6822 ☐ VHE sérologie de dépistage (IgM)

1 tube sérum gel (marron)

Hépatite A :

6183 ☐ VHA Ac totaux (contrôle immunité)
611 ☐ VHA IgM (hépatite aigüe)

619 ☐ CMV (IgG + IgM)
604 ☐ Syphilis (Tréponématose)

1 tube sérum gel (marron)

607 ☐ Mycoplasma pneumoniae
610 ☐ Borrelia (Lyme)
621 ☐ MNI test
676 ☐ Varicelle - Zona
622 ☐ EBV
6401 ☐ Herpès types 1 et 2

TESTS DYNAMIQUES GLUCIDIQUES

ÉPREUVES DE JEUNE

☐ Glycémie (tube jaune)
☐ Insuline (tube marron)
☐ C-peptide (tube marron)

BILAN GLUCIDIQUE

HGPO 2 temps :

☐ Glycémies T0 - T120 (tube jaune)
☐ Insulines T0 - T120 (tube marron)

HGPO standard :

☐ Glycémies 3h (tube jaune)
☐ Insulines 3h (tube marron)

TESTS DYNAMIQUES

Nbre de temps :

.....

Les temps :

.....

☐ GH (1 tube marron)
☐ GH + Glycémie (1 tube marron + 1 tube jaune)
☐ Prolactine (1 tube marron)
☐ Cortisol (1 tube marron)

☐ Insuline
☐ C-peptide (1 tube marron)
☐ Glycémies (1 tube jaune)
☐ ACTH (1 tube rouge)

AUTO-IMMUNITÉ

2 tubes sérum gel 4.9 mL (marron)

Renseignements cliniques :

.....

.....

CONNECTIVITÉS

642 ☐ Facteur rhumatoïde
694 ☐ Anti CCP
644 ☐ Ac anti nucléaire
(Ac anti ADN et Ac anti antigènes solubles)

PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES D'ORGANES

647 ☐ Ac anti-mitochondries
648 ☐ Ac anti-muscles lisses
649 ☐ Ac anti-estomac (cellules pariétales)
6679 ☐ Ac anti-LKM1
6691 ☐ Ac anti-membrane basale glomérulaire
6757 ☐ ASCA

MALADIES CÉLIAQUE

6682 ☐ Ac anti-transglutamine IgA

VASCULARITÉS

6532 ☐ ANCA (Ac anti-cytoplasme des polynucléaires)

SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES

6534 ☐ Ac anti-cardiolipines (IgG+IgM)
5489 ☐ Ac anti-beta2gp1 (IgG+IgM)

BIOLOGIE MOLECULAIRE

Tube spé pour écouvillons ou urines du 1^{er} jet

Origine du prélèvement :

.....

8583 ☐ Chlamydia trachomatis
8584 ☐ Neisseria gonorrhoeae
840 ☐ HSV1 et 2
841 ☐ CMV

ALLERGIE

1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)

361 ☐ IgE totales
3643 ☐ Phadiatop
5621 ☐ Tropha'test enfant
5622 ☐ Tropha'test adulte
M3 ☐ IgE spécifiques Aspergillus

IgE spécifiques :

Voir bon spécifique allergologie

TEST DYNAMIQUES

Préciser :

Le nombre de temps :

Les temps différents :

TEST RESTRICTION HYDRIQUE

Plasma : ☐ Iono (1 tube orange)
☐ Osmolarité
☐ ADH (1 tube rouge)

Urine : ☐ Volume
☐ Densité
☐ Osmolarité

1 tube sérum gel 4.9 mL (marron)

TEST FREINAGE DEXAMETHASONE

☐ Freinage minute 1mg
☐ Freinage standard 2mg
☐ Freinage fort 8mg

TEST AU SYNACTHENE

Cortisol :

☐ Cortisol T0 - T60
☐ Cortisol T0 - T30 - T60

17OH Progestérone :

☐ 17OH Pg T0 - T60
☐ 17OH Ph T0 - T30 - T60

Désoxycortisol 11 DF :

☐ 11DF T0 - T60
☐ 11DF T0 - T30 - T60

Désoxycortisol 21 DF :

☐ 21DF T0 - T60
☐ 21DF T0 - T30 - T60

TEST AU TRH

☐ TSH
☐ Prolactine
☐ TSH + Prolactine
☐ Sous unité alpha

TEST AU LHRH

☐ FSH + LH

TEST LHRH - TRH

☐ FSH + LH + prolactine + TSH
☐ FSH + LH + prolactine + TSH + GH

TEST ORNITHINE

☐ GH

TEST PENTAGASTRINE

☐ TCT

TEST TRH-MCP

☐ THS + Prolactine

TEST À L'INSULINE

☐ Glycémie (1 tube jaune)
☐ GH
☐ Cortisol
☐ ACTH (1 tube rouge)

TEST AU CRH (CFR)

☐ Cortisol
☐ ACTH

TEST DE FREINAGE À LA GH

☐ Glycémie (1 tube jaune)
☐ Insuline
☐ GH