

CIRCUIT D'ACHEMINEMENT DES EXAMENS URGENTS AU LABORATOIRE

3 niveaux d'urgence sont définis au sein du laboratoire

| Urgences vitales +++ | Urgences analytiques ++ | | Urgences organisationnelles + |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Patient avec pronostic vital engagé (déchocage...) Déchocage et alerte thrombolyse à remettre en main propre au laboratoire <i>(en période de permanence des soins : sonner 3 fois)</i> | Analyse | Délai d'acheminement | USIC Hôpitaux de jour Bloc opératoire Néonatalogie Bilans de sortie Groupe sanguin, RAI (avec demande de transfusion, à remettre en main propre) |
| | Biochimie | | |
| | Gaz du sang | Sans délai | |
| | Ammoniémie | (réfrigéré avec gel carbhy-pad) | |
| | CH 50 | < 30 minutes | |
| | Pyruvate | < 30 minutes | |
| | Vitamine C | Sans délai (abri de la lumière) | |
| | Hématologie | | |
| | Plaquettes sur citrate | < 30 minutes | |
| | Activité anti-Xa (HBPM et HNF) | | |
| Microbiologie | | | |
| Recherche de : Hélicobacter pylori (biopsie gastrique) Gonocoque (prélèvement génital) | Sans délai | | |
| Type de pochette | Pochette Rouge | Pochette Rouge | Pochette transparente <i>sauf si urgence vitale ou analytique</i> |
| Bac de dépôt au labo | BAC ROUGE | BAC ROUGE | BAC JAUNE |



Seuls les examens présents sur le bon de demande « **BON D'URGENCE, DIMANCHES, NUITS ET JOURS FERIES** » **N3-633** peuvent être considérés comme « bilan urgent » et être mis en sachet rouge.

Conséquence : Un gaz du sang (pochette rouge obligatoirement) ne peut être associé qu'avec des examens du bon d'urgence.

Si plusieurs gaz du sang sont prélevés dans un même service, ce service doit :

- acheminer les gaz du sang par 6 maximum (pour la fiabilité du rendu des résultats)
- respecter un délai de 30 minutes minimum entre deux acheminements de gaz groupés
- respecter un délai d'acheminement de 15 minutes maximum par gaz du sang