



N3-714 - V12

Date de dernière diffusion : 09/08/2023

Laboratoire - Noyon : commande de consommables par les services de soins (site de Noyon)

IMPORTANT : Bon de commande à déposer du mercredi au vendredi au laboratoire pour une livraison le lundi et/ou mardi suivant. En dehors de ces horaires, toute demande sera refusée catégoriquement. Apporter un sac ou un carton pour le retour des produits. Merci

Nom et UF du service demandeur :

TUBES A PRELEVEMENT (boite de 50 ou à l'unité)										
Tube EDTA (rouge) : 2,7 ml										
Tube CITRATE (vert) : 1,4 ml (à l'unité)										
Tube CITRATE (vert) : 2.9 ml										
Tube HEPARINE (orange) : 2,7 ml										
Tube SEC (blanc) : 4,9 ml (à l'unité)										
Tube SEC (blanc) : 7,5 ml										
Tube VS (violet) : 3,5 ml (à l'unité)										
Tube à LACTATES (jaune) : 2,7 ml (à l'unité)										
Tube gel (marron) : 4.9 ml										
HEMOCULTURES										
Flacons à hémoculture AERO										
Flacons à hémocultures ANA										
TUBES PEDIATRIQUES : <i>uniquement pour des demandes particulières</i>										
Tube pédiatrique EDTA (rouge) :1.3 ml										
Micro tube orange (HEPARINE) 300µl										
Micro tube jaune (LACTATES) 300µl										
SACHETS DE TRANSPORT										
Sachets incolores										
Sachets verts « EBMD »										
Sachets rouges										
Sachets pour examens d'anapath										
DIVERS										
Bons « urgences »										
Bons « EBMD »										
Bons blancs n°1 (hémato/biochimie)										
Bons blancs n°2 (bioch spé/hormono/immuno)										
Bons jaunes « microbiologie »										
Bons «immunohématologie» (groupe/RAI)										
Pot à ECBU										
Pot à COPROCULTURE										
Pot pour ponction (petit cooper bouchon rouge)										
Ecouvillons ESWAB (bouchon rose)										
Flacon URINES 24 heures										
Monovette urine chimie (jaune)										
Monovette ECBU (verte, ac.borique)										
Pot à formol (petit format) Patients hospitalisés										
Pot à formol (grand format) Patients hospitalisés										
Test rapide Streptocoque A (Streptatest)										
Pour le service des urgences uniquement										
Test rapide Tétanos (Tétaquick) <u>voir tech EBMD</u>										
Pour le service des urgences uniquement										